

Desinet-compact Konzentrat

Detergente disinfettante concentrato liquido privo di aldeide

Caratteristiche

Desinet-compact Konzentrat è un detergente e disinfettante per la disinfezione di superfici elencato nel VAH e nel IHO, privo di aldeide, fenoli e principi attivi metallorganici. Desinet-compact Konzentrat è inodore, attivo ed asciuga senza lasciare aloni. Efficace contro batteri gram-positivi e gram-negativi, lieviti, salmonella, listeria e virus con membrana (incl. HIV, HBV, HCV). Sottoposto a certificazione per l'impiego nel settore alimentare.

Composizione

100 g contengono i seguenti principi attivi:

10,0 g didecildimetilcloruro di ammonio,

11,0 g N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3 diamina,

14,5 g fenossietanolo

Altri componenti (secondo 648/2004/CE):

Tensioattivi non ionici 5-15%, solventi idrosolubili.

Valore del pH (nel concentrato): ca. 9,5

Valore del pH (nella soluzione): ca. 7,5

Campo d'applicazione

Per la pulizia e disinfezione di pavimenti, pareti, soffitti e mobili resistenti all'acqua in ambienti in cui l'igiene riveste la massima importanza. Adatto anche per superfici protette.

Applicazione

Prima del trattamento, si consiglia di testare il prodotto in un punto poco visibile.

Preparazione della soluzione:

Preparare la soluzione sempre con acqua fredda!

Per il dosaggio vedere tabella.

Dosatori indicati: DosiStation, DosiJet, DosiExpress, Arcantec.

Disinfezione:

Bagnare completamente la superficie (ca. 15 – 20 ml/m²) con la soluzione disinfettante e trattare con panno o attrezzo di pulizia.

Le superfici e gli utensili a diretto contatto con generi alimentari, dopo il tempo di azione devono essere sciacquati abbondantemente con acqua potabile.

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto.



Sanificazione

Consumo per m²

Disinfezione: 0,10 ml

Usare il disinfettante in sicurezza. Prima dell'uso leggere le avvertenze e le istruzioni.

Confezione

Cartone da 2 taniche da 5 litri

Art.-Nr. j 35 03 05

Cartone da 3 flaconi da 2 litri

Art.-Nr. j 35 03 08

Cartone da 240 bustine da 25 ml

Art.-Nr. j 35 03 54



Desinet-compact Konzentrat

Detergente disinfettante concentrato liquido privo di aldeide

Dosaggio consigliato per la disinfezione di superfici nel settore ospedaliero

Criteri d'analisi	Spettro d'azione	Carica	Dosaggio		Tempo d'azione	Batteri chiave
VAH Applicazione certificata per la disinfezione di superfici con azione meccanica (EN 16615/4-field test)	battericida / levuricida	alta	0,5 %	50 ml / 10 L (2 bustine)	15 min	Staphylococcus aureus incl. MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans

Dosaggio consigliato per la disinfezione di superfici nel settore alimentare

Criteri d'analisi	Spettro d'azione	Carica	Dosaggio		Tempo d'azione	Batteri chiave
EN 13697 Disinfezione di superfici senza azione meccanica	battericida / levuricida	alta	0,5 %	50 ml / 10 L (2 bustine)	15 min	Staphylococcus aureus incl. MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans

Altre analisi

Criteri d'analisi	Spettro d'azione	Carica	Dosaggio		Tempo d'azione	Batteri chiave
Settore medico						
EN 13727 Metodo per immersione Analisi quantitativa delle sospensioni	battericida	alta	0,5 %	50 ml / 10 L (2 bustine)	1 min	Staphylococcus aureus incl. MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli
EN 13624 Analisi quantitativa delle sospensioni	levuricida	alta	0,5 %	50 ml / 10 L (2 bustine)	5 min	Candida albicans
Virucidi						
DVV/RKI (virus con involucro) Analisi quantitativa delle sospensioni Virucidi	virus con membrana*	con / senza	0,25 %	25 ml / 10 L (1 bustina)	30 min	BVDV (Surrogato per HCV), Vacciniavirus
DVV / RKI	vedi batteri chiave	con / senza	2,0 %	200 ml / 10 L (8 bustine)	120 min	MNV (Murines Norovirus)
DVV / RKI	vedi batteri chiave	senza	0,25 %	25 ml / 10 L (1 bustina)	15 min	Rotavirus
Settore alimentare industriale ed istituzionale						
EN 1276 Metodo per immersione Analisi quantitativa delle sospensioni	battericida	bassa/alta	0,5 %	50 ml / 10 L (2 bustine)	1 min	Staphylococcus aureus incl. MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli
EN 1650 Metodo per immersione Analisi quantitativa delle sospensioni	levuricida	alta	0,5 %	50 ml / 10 L (2 bustine)	5 min	Candida albicans

*Secondo il Consiglio RKI Informativa 01-2004, * vedi anche www.ihv-viruzidie-liste.de e www.ihv-desinfektionsmittelliste.de

Efficacia confermata secondo EN 1040 ed EN 1275 (0,25 %/5 min).

SGA 05, 07, 08, 09, Pericolo (prodotto concentrato);

H302 Nocivo se ingerito. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO DI esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

Contiene: Didecylidimonium Chloride / Laurylamine Dipropylendiamine (INCI).

Non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art. 1!