

Econa-Konzentrat

Detergente universale

- ▶ Detergente concentrato per uso universale
- ▶ Ideale per la pulizia corrente giornaliera
- ▶ Ad alta reticolazione, efficace anche su superfici idrorepellenti
- ▶ Utilizzabile anche per la pulizia intensiva
- ▶ Elevata forza detergente anche con ridotta concentrazione di applicazione
- ▶ Delicato sui materiali
- ▶ Asciuga velocemente e senza striature
- ▶ Adatto alla pulizia di superfici conduttive e conduttrici (ESD)
- ▶ Contrassegnato con il marchio europeo Ecolabel
- ▶ Non necessita di marcatura secondo il regolamento CLP
- ▶ Contiene materie prime rinnovabili a base vegetale
- ▶ Certificato ISO 14067 - Product Carbon Footprint



Campo d'applicazione

Utilizzabile su superfici, oggetti e rivestimenti resistenti all'acqua nonché su rivestimenti protetti.

Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. 1 dose / bustina = 25 ml.

Sporco normale

Pulizia corrente (metodo bagnato):

25 ml in 8 L d'acqua fredda. Consumo: 0,1 ml/m².

Pulizia corrente (pulizia manuale):

25 ml in 8 L d'acqua fredda. Consumo: 0,1 ml/m².

Pulizia corrente (pulizia bagnata a macchina):

25 ml in 8 L d'acqua fredda. Consumo: 0,3 ml/m².

Pulizia corrente (flacone spray, privo di aerosol):

25 ml in 8 L d'acqua fredda.

Preparare la soluzione pronta all'uso tramite dosatore Dosijet 4. Spruzzare la soluzione pronta all'uso sulla superficie oppure su panno di pulizia o microfibra. Pulire.

In caso di **sporco leggero**, è sufficiente mezza dose.

Sporco ostinato

Pulizia intensiva (pulizia bagnata a macchina):

50–100 ml in 8 L d'acqua fredda.

Distribuire la soluzione detergente sul pavimento, lasciar agire brevemente, strofinare, aspirare il bagno d'impurità, risciacquare accuratamente con acqua. Consumo: 0,7–1,5 ml/m².

Il dosaggio del prodotto è possibile anche usando il sistema di dosaggio Kiehl 1:320 e/o 1:160.



Codice	Confezione (Conf.)	Numero di unità per pallet
j251754	Cartone da 240 bustine da 25 ml	72
j251702r10	Cartone da 6 flaconi dosatori PCR da 1 L	84
j251708	Cartone da 3 flaconi da 2 L	130
j251710	Tanica da 10 L	60
j251772	Fusto da 200 L	2

Econa-Konzentrat

Detergente universale

Avvertenze

Il cartone da 6 flaconi dosatori PCR da 1 L contiene min. 82 % materiale PE-PCR (imballo primario). Il cartone da 2 taniche PCR da 5 L contiene min. 90 % materiale PE-PCR (imballo primario). Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1! Il corretto dosaggio risparmia costi e salvaguarda l'ambiente. Tensioattivi derivati da materie prime vegetali. Il materiale d'imballaggio è riciclabile.

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici 5–15%, solventi idrosolubili, colorante alimentare, profumi, conservanti (Phenoxyethanol).

Valore pH (prodotto concentrato): ca. 9

Valore pH (soluzione pronta all'uso): ca. 8,5